

Vizelet 5-HIAA (5-OH-indolecetsav) és vizelet Vanilil-mandulasav (VMS)
vizsgálatok mintagyűjtési módszere

Érvényes: 2022. augusztus hónaptól.

Az 5-HIAA vizeletmintát, és a VMS vizeletmintát gyűjtse külön-külön, lehetőleg egymást követő napokon! A VMS minta rövidebb eltarthatósága miatt célszerű először az 5-HIAA vizsgálat mintáját gyűjteni! Ha többszöri mintagyűjtésre van szükség, akkor az útmutató szerint ismételve a folyamatot!

Vizelet 5-HIAA vizsgálat

Minta: 24 órás vizelet, sósavval.

A vizeletgyűjtés előtti 72 órával ne fogyasszon banánt, déligyümölcsöt, szilvát, paradicsomot, vagy diót! A vizeletgyűjtés előtt 24 órával ne dohányozzon, illetve ne vegyen magához nikotint! Egyes gyógyszerek, vagy hatóanyagok (aszpirin, fenacetin, acetanilid, klórpromazin, reszerpin, fenotiazin stb.) befolyásolhatják a vizsgálatot, ezek használatáról kérje orvosa tanácsát!

Öntse a laboratóriumban kapott sósavat (5ml 25%-os) egy nagy, min. 3 literes edénybe! Gyűjtse ebbe az edénybe, a sósavra, a 24 órás vizeletet (lehetőleg reggeli elsőtől az éjszakai utolsó vizeletig)! Tárolja 2-8°C-on!

A gyűjtés után keverje össze a vizeletet, és mérje meg az összmennyiségét (térfogatát)!

A mintaedényre írja rá a vizelet összmennyiségét, a mintagyűjtés dátumát, illetve nevét és TAJ számát! Öntsön a mintaedénybe 40-80ml vizeletet! A mintát tárolja 2-8°C-on!

Egy-két napon belül adja le a mintát, a Vizsgálatkérő lappal együtt, a laboratóriumban!

Vizelet VMS vizsgálat

Minta: 24 órás vizelet.

A vizeletgyűjtés előtti 72 órával ne fogyasszon teát, kávét, kólát, banánt, déligyümölcsöt, szilvát, paradicsomot, diót, gyömbért, csokoládét, lekvárt, sajtot, likőrt, vanillint, rágógumit és köhögés elleni cukorkát! Egyes gyógyszerek, vagy hatóanyagok (aszpirin, kinin, tetraciklinek, inzulin, reszerpin, morfium, pentobarbitál, klórpromazin, iproniazid stb.) befolyásolhatják a vizsgálatot, ezek használatáról kérje orvosa tanácsát!

Gyűjtse vizeletét 24 óráig egy nagy, min. 3 literes edénybe (lehetőleg reggeli elsőtől az éjszakai utolsó vizeletig)! Tárolja 2-8°C-on!

A gyűjtés után keverje össze a vizeletet, és mérje meg az összmennyiségét (térfogatát)!

A mintaedényre írja rá a vizelet összmennyiségét, a mintagyűjtés dátumát, illetve nevét és TAJ számát! Öntsön a mintaedénybe 40-80ml vizeletet! A mintát tárolja 2-8°C-on!

Aznapi adja le a mintát, a Vizsgálatkérő lappal együtt, a laboratóriumban!

Mintaedényeket és sósavat, illetve további tájékoztatást a Belgyógyászati Klinika Osztályos Laboratóriuma ad (Kálvária sgt 57., tel.: 62/545-203).

Minták leadása munkanapokon 8-13 óra között.

Belgyógyászati Klinika Osztályos Laboratórium